

MİKRO KILCAL COSPOLT (PEDIATRİK BOY) KOTER UCU

- 1- Koter ucu disposable olmalıdır.
- 2- Ethilen oksit ve saydex ile steril edilebilmelidir.
- 3- Koter ucu 3-5-7 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 4- Koter ucunun işlevli bölgesi 1MM-2MM-3MM şeklinde kıl uç olmalıdır. Açılı bölümleri dahi korumaya sahip olmalıdır.
- 5- 1 adet numune getirilecek ve denendikten sonra klinik tarafından onay alınacaktır. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
- 6- UBB ve UTS kayıtları bulunması zorunludur.
- 7- 10 luk orijinal kutularında korumalı olarak teslim edilecektir.
- 8- Koter muhafaza bölümü olmalıdır.
- 9- Ürün zımpara gerektirmeden spanç veya yeşille temizlenebilmelidir.
- 10- Non sticks yapışmaz özellikte olacaktır.

Prof. Dr. Meltem KOLOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Kutay BAHADIR

Doç. Dr. Ergun ERGÜN