

AMELİYAT MİKROSKOBU İÇİN XENON AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan Carl Zeiss marka, Opmi Pentero 800 model mikroskoba birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kullanılacak mikroskobun koaksiyel aydınlatması ile birebir uyumlu çalışabilmelidir.
3. Kullanılacak mikroskobun yer ayağı üzerine entegre edilmiş, ana ışık modülünde sorunsuz çalışabilmelidir.
4. Xenon ampul modülü üzerinde çalışma kazağı ve soğutucu ünitesi ile beraber komple verilmelidir.
5. Xenon ampul, ışık gücü 300Watt olmalıdır.
6. Yine aynı markada kullanılan ampul olmalı ve aynı kalitede olmalıdır.
7. Xenon ampul, 220V, 50Hz şehir cereyanı ile +/- %10 luk tolerans ile çalışabilmelidir.
8. Teslim edilen malzeme 6(Altı) Ay veya 500 (Beşyüz) saat garantili olmalıdır.
9. Lamba cihaza monte edildiğinde cihaz lamba ömrünü gösterebilmelidir.
10. İlgili firma lambayı cihaza takıp çalışır tüm fonksiyonları ile çalışır vaziyette teslim edecektir.
11. İlgili firma ilgili cihaz için lamba teslimatında gerekli bakım ve kontrolleri yapacaktır.
12. Bakım ve kontrolleri yapacak kişinin üretici firmadan alınmış eğitim sertifikaları da olmalıdır.

Dr. Murat Bektepe

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin Cerrahi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Murat ZAIMOĞLU
Dip. No: 2014-037

Dr. İsmet Engin