

ABSORBE OLMAYAN POLİMER KLİPS ENDOSKOPİK APLİKATÖR ŞARTNAMESİ

1. Aplikatörler ML, L, XL,XXL ebatlarında olmalıdır.
2. Aplikatör absorbe olmayan polimer klipsler ile tam uyumlu olmalıdır.
3. Aplikatör üzerinde klipslere uygunluğunu belirlemek için renk kodu bulunmalıdır. (yeşil, mor, sarı)
4. Aplikatör 5 mm (ML klipler için) trokar, 10 mm (L , XL ve XXL klipler için) trokar kullanımına göre dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Aplikatör tek parmakla 360° döndürülebilir ve 60 derece artiküle olmalıdır.
6. Aplikatör ağızına kliplerin ayakları klik sesi ile tam olarak oturmalıdır.
7. Klips son kapamayı yapmadan önce aplikatör üzerinde rahatça hareket ettirilebilmelidir.
8. Endoskopik aplikatörlerin aşağıda belirtilen çeşitler olmalıdır;
 - A. 33 cm shaft uzunluğunda standart laparoskopik aplikatör
 - B. 33 cm shaft uzunluğunda 20 derece açılı laparoskopik aplikatör
 - C. 33 cm shaft uzunluğunda 45 derece açılı laparoskopik aplikatör
 - D. 33 cm shaft uzunluğunda uçları değiştirilebilir laparoskopik aplikatör
 - E. 45 cm shaft uzunluğunda bariatric ve robotic laparoskopik aplikatör

A.Ü.T.F. İBNİ SİNA HASTANESİ
Uroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Evrim SUER
Uroloji Uzmanı
Diploma Tescil No: 119176

A.Ü.T.F. İBNİ SİNA HASTANESİ
Uroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. İlker GÖKÇE
Uroloji Uzmanı
Diploma Tescil No: 127946

A.Ü.T.F. İBNİ SİNA HASTANESİ
Uroloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı AKPINAR
Diploma Tescil No: 166694
Uzmanlık Tescil No: 139749