

54 - ORGAN SAKLAMA SOLÜSYONU UW

188629

1 – Solüsyon böbrek, karaciğer ve pankreas perfüzyon ve prezervasyonunda kullanılabilir.

2 – Organ Saklama Solüsyonu 1 lt torbalarda olmalıdır. Torbada perfüzyon kanalı dışında gerekirse ilaç ve katkı maddeleri için ikinci bir giriş yolu bulunmalıdır.

3 – Solüsyonun dış ambalajında delik-yırtık veya sızıntı bulunmamalıdır.

4 – Organ Saklama Solüsyonu içeriğinde;

Pentafraction	50	g/L
Lactobionic Acid (Lakton olarak)	35.83	g/L
Potassium Phosphate monobasic	3.4	g/L
Magnesium Sulfate heptahydrate	1.23	g/L
Raffinose pentahydrate	17.83	g/L
Adenosine	1.34	g/L
Allopurinol	0.136	g/L
Total Glutathione	0.922	g/L
Potassium Hydroxide	5.61	g/L
Sodium Hydroxide/Hydrochloric Acid	Adjust to Ph 7.4	
Water for Injection	q.s (gerekli kadar)	

İhtiva etmelidir.

5 – Elektrolitler;

Sodyum	29 mEq/L
Potasyum	125 mEq/L olmalıdır.

6 – Osmolarite yaklaşık 320 mOsm olmalıdır.

7 – Organ Saklama Solüsyonu steril ve non-pyrogenic olmalıdır.

8 – Solüsyonlar oda sıcaklığında depolanabilmelidir.

9 – Solüsyonda gözle görülebilen partiküller ve bulanıklık olmamalıdır.

10 – Solüsyonların son kullanım tarihi depoya tesliminden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

11 – Aşağıda ölçüleri belirtilen kanüller (ölçüsü önceden bölüm tarafından belirlenip firmaya bildirilecektir) solüsyon ile birlikte bedelsiz olarak verilecektir. Solüsyon ve kanüller aynı marka olmalıdır.

- 10F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump
- 12F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet Ali KOÇ
Dip. Tes. No: 113144
Uzman Tes. No: 112453

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet Ali KOÇ
Dip. Tes. No: 113144
Uzman Tes. No: 112453

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Doç. Dr. San KONCA
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 139227
Uzman Tes. No: 112453

- 14F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump
- 16F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump
- 18F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump
- 20F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump
- 22F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump
- 24F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump
- 28F – Arterial Perfusion Cannula w/Suture Bump

12 – Solüsyonlar CE belgeli olmalı, firmalar CE belgelerini teklif ile birlikte sunmalıdır.

13 – Solüsyonların UBB kaydı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

14 – Solüsyonlar son kullanma tarihinden (2-3 ay) önce değiştirilmelidir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç. Dr. Ertan Öner KIRIMKEÇİ
Dip. Tes. No: 124752
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet Ali KOÇ
Dip. Tes. No: 113144
Genel Cerrahi Uzmanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Doç. Dr. Can KONA
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 139227
Uzman Tes. No: 112453