

DERMATOM PİYASEMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drill piyasemeni , max. 14.000 devir/dk hız yapabilmelidir.
2. Piyasemen bıçakları 75 olmalı ve kolayca çıkarılıp takılabilmelidir.
3. Greft, 0,05 mm'den 1,00 mm'ye kadar piyasemen üzerindeki ayar yerinden ayarlanacak şekilde alınmalıdır. Bu işlem kolay bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
4. Piyasemen , 134 dereceye kadar otoklav ile steril edilebilmelidir.
5. Piyasemen, demirbaşa kayıtlı cihaz ile uyumlu olmalıdır.
6. Piyasemenin ÜTS kaydı olmalıdır.
7. Piyasemen özel kutusunda olmalı ve içerisinde bakım seti olmalıdır.
8. Tek yetkili olduğunu gösterir distribütörlük belgesi olmalıdır.
9. Piyasemenle birlikte 10 adet tek kullanımlık dermatom bıçağı verilmelidir.

Prof. Dr. Kerem Gökcen
Gökcen

Doç. Dr. Emre Oadk
Oadk

Doç. Dr. Selçuk Mitozımçöle
Mitozımçöle