

191639

DAMLA AYARLAYICI SET

1. Damla ayar seti steril bir ambalaj içerisinde verilmelidir
2. Ambalajın üzerinde sterilizasyon sistemi ile steril tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
3. Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır.
4. Set üzerinde hariçten ilaç zerk etmek için kauçuk tıpa bulunmalıdır
5. Serum verme setlerine ajutajları uygun olmalıdır
6. Damla ayarında sapmaları maximum %10 ml olmalıdır
7. Üzerinde kaç ml verileceğinin ölçüsü için okunabilir, silinmeyen yazılı ölçütler olmalıdır
8. Ürünler denendikten sonra onay verilecektir

N. O. Y.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Dip. Tescil No: 7321-54209

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Prof. Dr. Adem YILDIZ
Dip. Tescil No: 7321-54209

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Uzm. Dr. Sancem AKAR
Anest. ve Reanimasyon A.B.D.
Dip. Tescil No: 06850

[Signature]