

Sperm Yıkama Medyumu Teknik Şartnamesi

191867

- 1- IUI ve IVF işlemlerinde spermilerin hazırlanması için kullanılan bir sperm yıkama medyumu olmalıdır.
- 2- Sperm yıkama medyumu 50 ml lik ambalajda olmalıdır.
- 3-Medyum protein kaynağı olarak Human Serum Albumin (HSA) içermelidir.
- 4- Medyum olası enfeksiyonu önlemek için antibiyotik (Gentamicin) içermelidir.
- 5- Medyum implantasyon oranlarını artıran KSOM medyum tabanlı olmalıdır.
- 6- Medyum pH indikatörü olan Phenol Red içermelidir.
- 7- Endotoksin, Sterilite ve diğer güvenlik testleri yapılmış olmalıdır.
- 8- Malzemeler orijinal ambalajında ve en az 4 ay miadlı olarak teslim edilmelidir.
- 9- Bütün ürünler borosilikat medikal grade cam şişede, mühürlü teflon kaplı kapaklı ve bakteri üretmeyen karton dış kutu ambalajında olmalıdır. Ayrıca ısı değişimlerine karşı medyumu koruyan ve şişe etrafında hava akımını sabit tutan karton bir iç ambalaja da sahip olmalıdır.

Prof.Dr.Bülent BERKER

Prof. Dr. Bülent BERKER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Diploma No: 93092159
Dip. Uzm. Tescil No: 66838

Prof.Dr.Cem ATABEKOGLU

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Prof. Dr. Cem Somer ATABEKOGLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Diploma No: 93092159
Dip. Uzm. Tescil No: 47763

Doç.Dr.Yavuz.Emre ŞÜKÜR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Yavuz Emre ŞÜKÜR
Dip.Tes.No:110857
Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı