

STERİL CERRAHİ EL DİVEN LATEX İÇERMİYEN

1. Sentetik bir materyalden imal edilmiş olmalıdır, Latex içermemelidir.
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek özellikte olmalı, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.
3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır, pudra içermemelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış kaydırıcı artıkları olmamalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.
4. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
5. İç paket, dış pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde konmalıdır.
6. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı, fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı).
7. Antialerjenik olmalıdır. Eldiven kullanıcılarında hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşum riskini önlemek amacıyla Thiruram, MBT ve DPG kimyasallarını içermemelidir. Bu kimyasalları içermediğine dair akredite bir laboratuvarından alınan kimyasal içerik testi ihale dosyasında hastaneye sunulmalıdır.
8. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (dokunma hissi hassasiyeti olmalı).
9. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
10. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.
11. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Eldivenin parmak ucu kalınlığı en fazla $0,20 \pm 2$ mm. avuç içi kalınlığı ise en fazla $0,19 \pm 2$ mm. olmalı ve bu ölçülere sahip olduğunu katalogla belgelendirmelidir.
12. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
13. Eldivenler kullanım süresince yırtılmaya ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
16. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalı ve partikül bırakmamalıdır. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu (bombe) olmamalıdır.
17. Numune değerlendirmesinde her numaradan en az 10 adet numune bırakılmalıdır.
18. Teslimat sonrası ürünle ilgili yaşanan sorunlarda firma ücretsiz olarak ürünlerin değişimini yapmalıdır.
19. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün barkod numarası her bir malzemenin üzerinde olacak ve bu barkod fatura üzerine yazılacaktır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Op. Dr. Süleyman Gökalep GÜNEŞ
Göğüs Cerrahisi A.B. Uzmanı
Diy. Tels. No: 177197

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi B.D.
Doç. Dr. Mustafa BOZTUĞ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi B.D.
Doç. Dr. Mustafa BOZTUĞ
Diy. Tels. No: 135914

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ulku ÇELİK
Diy. Tels. No: 152588

STERİL CERRAHİ EL DİVEN

1. Eldiven kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek özellikte olmalı, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.
3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır. Kaydırıcı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve allerjik etkisi olmamalıdır.
4. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalı ve partikül bırakmamalıdır. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu (bombe) olmamalıdır.
5. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
6. İç paket, dış pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde konmalıdır.
7. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı, fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı).
8. Hipoalerjenik olmalıdır.
9. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (dokunma hissi hassasiyeti olmalı).
10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
11. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.
12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku, eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.
13. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
14. Eldivenler kullanım süresince yırtılmaya ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
15. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
16. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
17. Numune değerlendirmesinde her numaradan en az 10 adet numune bırakılmalıdır.
18. Teslimat sonrası ürünle ilgili yaşanan sorunlarda firma ücretsiz olarak ürünlerin değişimini yapmalıdır.
19. Sağlık Bakanlığı'na onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün barkod numarası her bir malzemenin üzerinde olacak ve bu barkod fatura üzerine yazılacaktır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Periferik Damar Cerrahisi B.D.
Dr. Öğretim Üyesi Doç. Dr. B. BOZTUĞ
Dip. Tis. No: 136814

A.U.T.F. İBN-İ SİNA HASTANESİ
Üroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ömer GÖLPINAR
Üroloji Uzmanı
Dip. No: 3081-Uz. İh. No: 76307-118659

A.U.T.F. İBN-İ SİNA HASTANESİ
Üroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Evren SÜER
Üroloji Uzmanı
Dip. Tis. No: 119176