


15019523

193431

7. NON VENTED HIGH VOLUME INLET 25 TRANSFER SET TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 7.1 Transfer Set steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 7.2 Cihaz ile birlikte kullanılacak olan Transfer Set, tedavi protokolünde yer alan solüsyon ve ilaçların tek bir torbaya dolum yapılabilmesine olanak vermelidir.
- 7.3 Karışım hazırlamada kullanılan solüsyon bittiğinde Transfer Sette priming (ön hazırlık işlemi) gerekmeden solüsyon değiştirilebilmelidir.
- 7.4 Transfer Set mediflex torba kaynaklı konteynırların kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş olmalı ve her bir çeşit solüsyonda kullanılmak üzere steril tekli ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.
- 7.5 Transfer Set mediflex torba ile gün içerisinde sayısız doluma olanak sağlamalıdır.
- 7.6 24 Saat kullanıma imkan vermelidir.
- 7.7 Transfer Set DEHP ve Lateks içermemelidir.


Dyt. Pınar ARİ



Doç. Dr. ESKİ KAVASOĞLU GANATAN



Prof. Dr. Senar Demirel




JT019526

193431

9. SYRINGE INLET 25 TRANSFER SET TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 9.1 Transfer Set steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 9.2 Cihaz ile birlikte kullanılacak olan Transfer Set, tedavi protokolünde yer alan solüsyon ve ilaçların tek bir torbaya dolum yapılabilmesine olanak vermelidir.
- 9.3 Karışım hazırlamada kullanılan solüsyon bittiğinde Transfer Sette priming (ön hazırlık işlemi) gerekmeden solüsyon değiştirilebilmelidir.
- 9.4 Transfer Set şırınga kaynaklı konteynırların kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş olmalı ve her bir çeşit solüsyonda kullanılmak üzere steril tekli ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.
- 9.5 Transfer Set enjektörlerle gün içerisinde sayısız doluma olanak sağlamalıdır.
- 9.6 24 Saat kullanıma imkan vermelidir.
- 9.7 Transfer Set DEHP ve Lateks içermemelidir.

Dyt. Pınar AM



Dyt. Erol KAVAKLI (ANAYAN)



Prof. Dr. Seher Demirer

