

ABSORBE OLMAYAN POLİMER KLİPS ENDOSKOPIK ATICI ŞARTNAMESİ

1. Aplikatörler ML, L, XL,XXL ebatlarında olmalıdır.
2. Aplikatör, patentli diş yapısı normal klipslere göre iki kat daha fazla bir kavrama yapabilecek ve damardan kaymayı önleyebilecek bir ABS sistemine sahip klipler ile kullanıma uygun olmalıdır. Bu özellik katalog üzerinde görülebilmelidir.
3. Aplikatör üzerinde klipslere uygunluğunu belirlemek için renk kodu bulunmalıdır. (yeşil, mor, sarı,kırmızı)
4. Aplikatör 5 mm (ML klipler için) trokar, 10 mm (L , XL ve XXL klipler için) trokar kullanımına göre dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Aplikatör tek parmakla 360° döndürülebilir ve 60 dereceye kadar aşamalı olarak artiküle olmalıdır. İstenilen açı verildiğinde o açıda sabit kalmalıdır.
6. Aplikatör ağzına kliplerin ayakları klik sesi ile tam olarak oturmalıdır.
7. Klips son kapamayı yapmadan önce aplikatör üzerinde rahatça hareket ettirilebilmelidir.
8. Endoskopik aplikatörlerin aşağıda belirtilen çeşitler olmalıdır;
 - A. 36 cm shaft uzunluğunda artiküle laparoskopik aplikatör
 - B. 47 cm shaft uzunluğunda bariatric artiküle laparoskopik aplikatör

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TİP FAKÜLTESİ
Opk. Dr. Süleyman Çelebi
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 177137

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Opk. Dr. Mustafa YENİGÜN
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 193400

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Opk. Dr. Cahit YÜKSEL
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 91443