


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KAN MERKEZLERİ


**KAN IŞINLAMA CİHAZI İÇİN İNDİKATÖR ETİKETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hücre içeren kan ürünlerinin ışınlama işlemlerinde kullanılmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. İndikatörler bir plaka üzerine yapıştırılmış etiket şeklinde olup radyasyona duyarlı özel bir film içermelidir.
3. İndikatör üzerinde '25 Gy' olduğunu belirten yazısı olmalıdır.
4. İndikatörün film bölümünde renk değişimi ya da karama net olarak belli olmalıdır.
5. Yetersiz ışın alan kan ürünlerinin ayırımı kullanıcı yorumuna gerek kalmadan net ve kolay bir şekilde yapılmalıdır.
6. Etiket yapışkan özelliği yüksek olmalı torba üzerinden kolayca düşmemelidir.
7. İndikatör 2°-8 °C de kan torbalarına yapışmalı ve nemden etkilenmemelidir.
8. Son kullanım tarihi 2 yıldan az olmamalıdır.

Biyolog Hakan Ersoy



Biyolog Yeşim ÖZER



Prof . Dr. Pervin TOPÇUOĞLU
Kan Merkezleri Sorumlusu

