

194261

100

ÇİFT Y KONNEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ**SUT KODU: GR1244 – KR2053**

1. Girişimsel nöroradyolojik işlemler için kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
3. İç lümeni geniş olmalı ve 9F kateter geçebilmelidir.
4. Uç kısmı 2 adet rotating adaptörlü luerlock ve yan giriş ucu olmalıdır.
5. Hemostaz valfi kan çıkışına engel olurken, içinden gönderilen mikrokaterin rahatça kullanılmasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu amaçla işlem sırasında hemostaz valfin hassas ayarlaması kolayca yapılabilmelidir.
6. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
8. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile bir yıl miadlı olmalıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Özlem ÇİFCİ
Dip. Tes. No: 209436

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Cemil YAĞCI
Dip. Tes. No: 43680
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. CEMAL YAĞCI
Dip. Tes. No: 43680

ENDO CLIP ML 5MM

(94261

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Atıcının içinde en az 12 adet ML (Medium/Large) klip olmalıdır.
4. Aplikatör içinde klip bittiği durumu belirten gösterge sistemi olmalı ve boş çenenin doku etrafını sıkarak travma yaratmasını önleyecek koruyucu sistemi olmalıdır.
5. Endoskopik klip atıcısının yüklenmesi tam otomatik olmalı veya yarı otomatik ise klip çeneye manüel olarak istenildiğinde yüklenmelidir.
6. Her iki yönde de 360 derece dönebilen, tek el ile kullanılabilecek yapıda olmalıdır.
7. Klip yükleme ve atma özelliğine sahip olmalıdır.
8. Şaftın çapı 5 mm olmalıdır.
9. Tüm numuneler cerrahi girişim sırasında değerlendirme kapsamındadır, uygun görülmeyen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Steril orijinal ambalajında olmalıdır, paket üzerinde sterilizasyon şekli, son kullanım tarihi, ürün bilgileri ve UBB barkodu yazılı olmalıdır.
11. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Doç. Dr. Özgür Üstüman
Dip. No: 135314

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHI ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üstüman Utku ÇELİK
Dip Tescil No : 157588

A.Ü.T.F İBN-İ SİNA HASTANESİ
Üroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Evren SUER
Üroloji Uzmanı
Diploma Tescil No: 119176

194261

150

Y KONNEKTÖR Teknik Şartnamesi

(Çevirmeli-Manuel)

SUT KODU: KR1145 – KV1213 – GR1243

1. Girişimsel işlemler için kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
3. İç lümeni geniş olmalı ve 9F kateter geçebilmelidir.
4. Uç kısmı rotating adaptörlü luerlock ve yan giriş ucu luerlock olmalıdır.
5. Hemostaz valfi kan çıkışına engel olurken, içinden gönderilen kataterin rahatça kullanılmasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu amaçla işlem sırasında hemostaz valfin hassas ayarlaması kolayca yapılabilmelidir.
6. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
8. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile bir yıl miadlı olmalıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özlem ÇİFCİ
Dip. Tes. No: 259438

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Emel Çelebiolu
Radyolojik Uzmanı
Dip. Tes. No: 11494

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Cemil YAĞCI
Dip. Tes. No: 43680
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

194261

**Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Hook
7mm 2 Parmak (Ürün Katalog Referans: 3327-4G)**

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Uç hook kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup opsiyonel olarak tek, çift, üçlü yapıda ; keskin, künt ve yarı-künt özelliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
3. Hook ve sliken tubing olmak üzere birleşik 2 kısımdan oluşmalıdır ve birleşim yeri rahat tutulacak olmalıdır.
4. Hook ve sliken tubing birleşim yerinden kopmamalıdır.
5. Sliken tubing kısmı esnemeli, aynı marka retraktör çentiğine takılmalıdır. Cerrahi erişim için ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
6. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimini doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
1. Teklif edilecek ürün uç kısmı 7mm ölçülerinde 2 parmak metal kanca formunda olmalıdır.
7. Kutu içinde yeşil renk kodlu 4 adet stay bulunmalıdır.
8. Ürünün ameliyathanede değerlendirilmesi için numune bırakılmalıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Periferik Damar Cerrahisi B.D.
Dr. Öğretim Üyesi Can Yahya BOZTUĞ
Dip. Tes. No: 198814

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Utku ÇELİK
Dip. Tes. No: 157588

Ank. Üni. Tıp Fak. Hastaneleri
KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Özcan Baş ÖZGÜRSOY
Dip. Tes. No: 89075

194261

8/0 VICRYL SÜTÜR - 168 adet

- 1- Göz ameliyatlarında kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Her bir steril pakette 8/0 incelikte olan suture, en az 6.0 mm uzunluğunda 3/8 daire yapısında mikro point spatül keskin uçlu ve çift iğnesi olmalıdır. İğnesi kolaylıkla eğilmemeli, sutureasyon sırasında yön değiştirmemeli, yeterince keskin olmalıdır ve dokudan geçerken kolay eğilmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 3- İğnenin daire yapısı standartlara uygun olmalı, dokudan geçerken körelmemeli, eğilmemeli, bükülmemelidir, cerrahi süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.
- 4- Suture en az 30 cm uzunluğunda, emilebilen mor örgülü poliglikolik asit ten yapılmış olmalıdır, iğne dokudan geçtikten sonra suture dokuya takılıp büzüşmemeli, tiftiklenmemelidir ve kolayca kopmamalıdır. Cerrahi suture iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda olmalıdır.
- 5- Ürün ambalajında kutu ve poşette iğne profili, ip uzunluğu, lot no ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır ve suture kırılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
- 6- Ürünün ÜTS'de kayıtlı ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır. Ürünün kutusunda barkot numarası olmalıdır, barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır.
- 7- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 8- Test ve değerlendirme amaçlı numune verilmesi gereklidir.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneler:
Prof. Dr. Mustafa ATILGA
Diy. No: 80005
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ank. Üni. Tıp Fak.
Göz Hastalıkları A.B.D.
Doç. Dr. Pınar Bingöl Kızıltuğ
Diy. Tes. No: 143/34

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Doç. Dr. Feryal Çelikkaya
Diy. Tes. No: 148073
Göz Hastalıkları Uzmanı