

**ANESTEZİ CİHAZI KARBONDİOKSİT MODÜLÜ İÇİN MİNİ D-FEND TRAP ALIMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.İstekliler tarafından teklif edilecek mini d-fend water trap, GE marka Avance CS2 model anestezi cihazında kullanılan Ge marka E-s CAİO model module uyumlu olacaktır.
- 2.D. fend water trap modeli olacaktır.
- 3.Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 4.Degerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5.Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6. Teslim edilecek mini d. fend water trap orijinal olacaktır.
7. istekliler tarafından teklif edilen d-fend water trapa ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tibbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
8. Yüklenici mini d. fend water trapi idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tibbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
9. D-fend water trap ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajli sıfır ürün olacaktır.
10. Yuklenici mini d-fend water trapi siparis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tibbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Prof. Dr. Özlem Selvi Can
Dip. Tes. No: 33855-22601
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül GÜVEN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Dip. Tes. No: 134577 - 142732

Öğr.Gör.Dr. Fatma Nur Duruk Erkent
Ankara Üniversitesi Hastaneleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Diploma Tes. No.: 128006