

194259

MVR BIÇAK 20 G

1. Göz içi ameliyatlarda kullanıma ve cerrahi alet yapımına uygun, yüksek sıcaklıklara dayanabilen çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. İki kenarı keskin, 20-Gauge ve uç genişliği en fazla 0,9 mm olmalıdır.
3. Steril ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır.
4. Orijinal paketinde ucu koruyan sünger veya kızak sistemi olmalıdır.
5. Üzerinde ürün ismi ve firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, LOT numarası ve UBB kodu olan etiket şeklinde yapışkan barkoddan (ürün paketi içindekilerin dışında) ürün adet sayısı kadar bulunmalıdır.
6. Ürün numunesi kullanıldıktan sonra alıma karar verilecektir.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 62349
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 62349
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Nilüfer YALÇINDAĞ
Dip. Tescil No: 62349
Göz Hastalıkları Uzmanı