

ZOLL MARKA M2 MODEL DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- EKG kağıtları, kullanılmakta olan **ZOLL marka M2 model** defibrilatör cihazı ile birebir uyumlu ve orijinal kalitede olmalıdır. Cihazın yazıcı mekanizmasına tam oturmalı, sıkışma veya kayma yapmamalıdır.
- Kağıtlar **termal (ısıya duyarlı)** özellikte olmalı, baskı esnasında mürekkep ihtiyacı duymadan, net ve okunabilir ritim çıktısı vermelidir.
- Kağıtlar **120 mm x 80 mm** ölçülerinde ve **Z katlamalı (kıрма)** yapıda olmalıdır.
- Kağıt üzerinde, EKG derivasyonlarının ve kalibrasyon değerlerinin hassas ölçülebilmesi için standart **kırmızı/turuncu grid (kılavuz çizgili/kareli)** baskı bulunmalıdır.
- Her bir paket/blok EKG kağıdı **en az 180 sayfalık** koruyucu katırıma sahip olmalıdır.
- Ürün birinci sınıf hamurdan imal edilmiş olmalı; depolama ve kullanım esnasında kendi kendine silinmemeli, yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
- Teklif veren firmalar, teklif ettikleri ürüne ait **en az 1 (bir) adet numuneyi** ihale komisyonuna veya ilgili birime inceleme ve cihazda test edilmek üzere sunmalıdır. Numunesi getirilmeyen veya cihazda test edilip olumsuz rapor verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teslim edilecek ürünlerin son kullanma tarihleri (raf ömürleri) teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Müge GÜNALP ENETLİ
Dip. No: 11347 Dip. Tes. No: 90308
Acil Tıp Anabilim Dalı

A.U.T.F.
Acil Tıp A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖNER
Dip. Tes. No: 143763
Uzm. Tes. No: 118894

Fatih DİKMEN
İbni Sina Hastanesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Ayniyat Müfemedi